

**Catalogue des examens réalisés
au laboratoire
d'Anatomie et Cytologie Pathologiques**

CCAP

Maison des consultations

551 Avenue Jacqueline Auriol

45770 Saran

Tél : 02 38 24 07 07

Fax : 02 38 77 22 18

E-mail : c-cap45@wanadoo.fr

Pour un prélèvement à l'état frais :

- **Prévenir le laboratoire et prévoir un délai d'acheminement inférieur à 15 minutes**

OU

- **Conserver le prélèvement au frigo**
 - **Ajouter du formol**
- **Mettre volume / volume avec de l'alcool**

CYTOPATHOLOGIE

Prélèvement	Nature de l'examen / analyse	Principe de la méthode	Conditionnement			Délai moyen de réponse
			Pot	Fixateur	Stockage	
Frottis gynécologiques monocouches	Coloration Papanicolaou	Coloration cytologique qualitative	Flacon Thin Prep PreservCyt	Liquide ThinPrep	Air ambiant (15-30°C)	10 jours ouverts à partir de la date d'enregistrement au laboratoire
Frottis gynécologiques conventionnels			Etalement sur lames + séchage	Fixation à la laque	Air ambiant (15-30°C)	
Urines			Flacon Thin Prep (bouchon bleu) Cytolyt solution	Liquide ThinPrep	Air ambiant (15-30°C)	
Thyroïdes			Flacon Thin Prep (conservateur rose) Cytolyt solution	Liquide ThinPrep	Air ambiant (15-30°C)	
Liquide ponction ...			Tube sec ou Flacon formol	Aucun ou formol tamponné	Air ambiant (15-30°C)	
Liquide d'ascite			Tube sec	Aucun	Frigo	
Liquide Céphalo rachidien			Tube sec	Aucun	Frigo	
Ecoulements			Tube sec ou Flacon formol	Aucun ou formol tamponné	Frigo ou Air ambiant	
Aspiration bronchique			Tube sec	Aucun	Frigo	
Lavage broncho alvéolaire			Tube sec	Aucun	Frigo	

Réf. M_CP_FI01

Date d'application R00 : 29/04/2019

Date prochaine révision : 01/04/2021

Date archivage :

HISTOPATHOLOGIE

Prélèvement	Nature de l'examen / analyse	Principe de la méthode	Conditionnement			Délai moyen de réponse
			Pot	Fixateur	Stockage	
HISTOLOGIE						
BIOPSIE Tout type de tissus	Bilan lésionnel et extension Décalcification si besoin Coloration H.E.S	Examen macroscopique et microscopique Coloration topographique qualitative	Flacon de formol adapté à la taille du prélèvement	Formol tamponné	Air ambiant / pièce ventilée	8 jours ouvrés à partir de la date d'enregistrement au laboratoire (sauf en cas de demande complémentaire)
EXERESE Tout type de tissus			Flacon de formol adapté à la taille du prélèvement	Formol tamponné	Air ambiant / pièce ventilée	
PIECE OPERATOIRE			Cuvette (seau) de formol adapté à la taille du prélèvement	Formol tamponné	Air ambiant / pièce ventilée	
PIECE OSSEUSE			Cuvette ou flacon de formol adapté à la taille du prélèvement	Formol tamponné	Air ambiant / pièce ventilée	Durée non définie en raison de la décalcification
COLORATIONS SPECIALES						
Tout type de tissus	Mise en évidence substances suspectées ou précision de structures tissulaires	Réaction histochimique qualitative	Prélèvement déshydraté et enrobé de paraffine	/		8 jours ouvrés à partir de la date d'enregistrement au laboratoire

Réf. M_CP_FI01

Date d'application R00 : 29/04/2019

Date prochaine révision : 01/04/2021

Date archivage :

Prélèvement	Nature de l'examen / analyse	Principe de la méthode	Conditionnement			Délai moyen de réponse
			Pot	Fixateur	Stockage	
IMMUNOFLUORESCENCE						
Biopsie cutanée	Mise en évidence de dépôts des chaînes lourdes homologues des immunoglobulines (IgA, IgG, IgM) et de la fraction C3	Immunofluorescence directe qualitative	Tube spécial IF	Liquide de Michel	+ 4°C	8 jours ouverts à partir de la date d'enregistrement au laboratoire
IMMUNOHISTOCHEMIE / CISH						
Tout type de tissus selon la pathologie	A visée diagnostic et thérapeutique (Panel anticorps disponible sur demande)	Méthode immunohistochimique qualitative ou semi-quantitative	Flacon de formol adapté à la taille du prélèvement	Formol tamponné	Air ambiant / pièce ventilée	8 jours ouverts pour IHC simple + si cas complexe
EXTEMPORANE (réalisé sur le site du prélèvement)						
Tout type de tissus	Déterminer la nature tumorale ou non d'une lésion, évaluer les limites de résection, l'atteinte d'un ganglion sentinelle...	Examen macroscopique et microscopique	Etat frais	A l'état frais suivi d'une fixation au formol tamponné	+ 4°C	15 min

Les flacons de recueil des prélèvements sont marqués  (flacon de formol, flacon ThinPrep)

EXAMEN NON REALISE AU LABORATOIRE => EXAMEN SOUS TRAITE

Bactériologie	Laboratoire de biologie médicale
Fœtopathologie	CHR Orléans
Recherche HPV oncogènes	Sous traitée au laboratoire BPR
Génétique Somatique IHC (Anticorps hors panel laboratoire) Autres techniques histochimiques	Plateforme biologie moléculaire au : CHR Orléans OU CHR de Tours
----- Demande second avis, demande de relecture (INCA, ...)	----- Communiqué à un référent : - lymphome - sarcome - mésothéliome
Recherche amiante sur prélèvements pulmonaires Utilise du formol dépoussiéré (fourni par le laboratoire sur demande) Envoi direct sans passer par le laboratoire	Laboratoire d'Etude des Particules Inhalées 11 rue George Eastman 75013 PARIS Tél : 01 44 97 88 42/43 Fax : 01 44 97 88 45